

XIII

COMO CORREGIR FALLAS EN LA TARJETA R.P.R.

El personal de enfermería que va a realizar los exámenes de R.P.R. debe de conocer las fallas que pueden presentarse, al igual que la corrección de los mismos para que no sean repetitivos, y el resultado sea fidedigno.

Posibles causas de un falso positivo:

- 1).- Se permitió que el suero se secase antes de agregarle el antígeno.
- 2).- Rotación muy larga.
- 3).- Demasiadas altas temperaturas de los reactivos o de la unidad donde se lleve a cabo el examen.
- 4).- Error de lectura.

Posibles causas de un falso negativo:

- 1).- Exceso o insuficiencia de suero.
- 2).- Antígenos fríos.
- 3).- temperatura muy fría en el cuarto o laboratorio.
- 4).- Antígeno caducado.
- 5).- Antígeno agitado excesivamente.
- 6).- Antígeno no sensitivo.
- 7).- Error de la lectura especialmente cuando la reacción es mínima.